

Women's MVA システム添付文書改訂のお知らせ

ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

\*\*\*\*\*

類別：機械器具 32 医療用吸引器  
一般的名称：吸引用子宮カテーテル 32655000  
(単回使用医療用拡張器 70969002)

販売名：Women's MVA システム

区分：管理医療機器

\*\*\*\*\*

このたび表記製品の【使用方法等】を下記の通り自主改訂いたしました。  
本製品のご使用に際しては添付文書をよくお読みの上、正しくお使い下さるようお願いいたします。

記

変更後（改訂部を下線で表記）	変更前
<子宮内の組織を採取する場合> 1. Biopsy カニューレ 3mm <u>もしくは MVA Flex カニューレ 4mm</u> を使用する。Double Valve アスピレータを用いる場合は <u>カニューレ</u> に 6mm アダプタを取り付ける。 2-6（略）	<子宮内の組織を採取する場合> 1. Biopsy カニューレ 3mm を使用する Double Valve アスピレータを用いる場合は Biopsy カニューレ 3mm に 6mm アダプタを取り付ける。 2-6（略）

- 【改訂理由】 製造元の IFU 及びカタログとの整合性を図り改訂いたしました。
- 【改訂日】 2023年1月
- 【添付文書掲載先】 [http://www.info.pmda.go.jp/ysearch/html/menu\\_tenpu\\_base.html](http://www.info.pmda.go.jp/ysearch/html/menu_tenpu_base.html)

以上